

Ficha técnica

MO60115

Ref. MO60115

Primeros auxilios





Las ventajas

facilidad de uso seguridad: dispositivo médico

Embalaje de compra

Ref.	Tamaño	Bolsa	Caja
60115	500 ml		12

Descripción

solución oftálmica - accidentes con cuerpos extraños solución salina estéril de cloruro de sodio (0,9%) en caso de proyección de partículas sólidas (polvo, virutas, fragmentos de metal...) o líquidas (productos químicos como aceites o disolventes). frasco de 200 ml equipado con un ocular ergonómico y entregado con un tapón. botella de 200 ml para uso individual o como recarga en estaciones de lavado lento y armarios. tiempo de aclarado: aprox. 2 minutos

Sectores

Características técnicas

ColorBlancoColor 2Verde

Dimensiones 60 x 230 x 290 mm

Normativa

Este equipo es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo **DGM-272** emitido por Presafe (0543) Tuborg Parkvej 8 DK-2900 Hellerup Denmark



DIRECTIVE 93/42/EEC ON MEDICAL

Sello del distribuidor

MAJ 28/07/2021